




Katalóg načúvacích prístrojov a príslušenstva

Unitron



Výdajňa audioprotetických pomôcok



15 %

Svetovej populácie v dospelom veku do určitej miery trpí stratou sluchu

75 %

Dospelých trpiacich stratou sluchu nemá viac než 65 rokov

95 %

Ľuďom trpiacim stratou sluchu môže pomôcť používanie načúvacích prístrojov

Kontakty

**Zdravotnícky reprezentant
pre načúvacie prístroje
západné Slovensko**

Dušan Valach
+421 910 703 454
+421 902 966 567
d.valach@protetika.sk

**Zdravotnícky reprezentant
pre načúvacie prístroje
stredné Slovensko**

Ing. Radka Lacková
+421 902 965 205
r.lackova@protetika.sk

**Zdravotnícky reprezentant
pre načúvacie prístroje
východné Slovensko**

Ing. Branislav Hrušovský, PhD.
+421 902 965 623
b.hrusovsky@protetika.sk

Výdajňa audioprotetických pomôcok
Bojnická 10
823 65 Bratislava

Načúvacie prístroje dokážu pomôcť




**Ak máte problémy so sluchom, vedzte,
že na to nie ste sami.**

Poskytujeme ľuďom so stratou sluchu čo najkvalitnejšiu starostlivosť.
Úzko spolupracujeme s lekármi,
aby sme Vám ponúkli načúvacie zariadenia, ktoré výrazne zlepšia kvalitu Vášho života.
Pretože počutie sa nás týka!


Ktorý štýl je pre Vás ten správny?

Určité štýly sú pre konkrétne potreby načúvania najlepšie


Reproduktor vo zvukovode (RIC)




Závesný načúvací aparát (BTE)



Zvukovodový načúvací aparát (ITE)



Kde zaznamenávate problémy so sluchom?



Prečo sú dve uši lepšie ako jedno

- Lepšie porozumenie reči a rozhovorov
- Lepšia lokalizácia zvukov (odkiaľ prichádzajú zvuky)
- Vylepšené vnímanie vzdialenosti od zvuku
- Lepšia kvalita zvuku
- Zvuky sú vyváženejšie

Načúvacie prístroje

Moxi Blu

PREDSTAVUJEME MOXI BLU

Navigácia pri neočakávaných súčastiach života si vyžaduje spontánnosť počnúc improvizovanými cestami až po stretávanie starých priateľov.

Načúvacie prístroje, ktoré s Vami dokážu udržať krok.

Preto sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť rodinu načúvacích prístrojov Moxi Blu!

MOXI BLU

Možnosť automatického nastavenia na prispôsobenie viacerých a komplexných zvukových prostredí. Ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app.



Rozhovor v tichom prostredí



Rozhovor v dave

Navrhnuté so zreteľom na život



Úzky navrchu pre pohodlné nosenie.

Hmatové multifunkčné tlačidlo pre jednoduché použitie.



Vyfarbite si svoju voľbu



Každý nabíjateľný produkt sa dodáva s praktickým nabíjacím puzdrom.

Načúvacie prístroje

Moxi Blu

Naša rodina načúvacích prístrojov Moxi Blu bola navrhnutá na pohodlné nosenie a jednoduché použitie.







Moxi B-R

Je náš najmenší lítium-iónový nabíjateľný prístroj (nabíjacie puzdro je súčasťou balenia)



Moxi B-312

Je náš najmenší prístroj RIC s tradičnou jednorazovou batériou 312



S receiver

M receiver

P receiver

UP receiver

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.3	N4969A	BLU Moxi B1-R RIC NABÍJATEĽNÝ	Digitálny, RIC, načúvací prístroj: S,M,P 12 kanálov, batéria Lithium iónová nabíjateľná, 3,8V, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	429,49 €	400,49 €	29,00 €
N1.3	N3836A	BLU Moxi B3-R RIC NABÍJATEĽNÝ	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, integrovaná Li-ion batéria, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app, nabíjačka	544,54 €	400,49 €	144,05 €
N1.3	N4970A	BLU Moxi B1-312 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, M, P, 12 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	400,00 €	400,00 €	0,00 €
N1.3	N3832A	BLU Moxi B3-312 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, M, P, 12 kanálov, batéria 312, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	404,54 €	400,49 €	4,05 €

Načúvacie prístroje Blu Stride B-PR

Novinka!

PREDSTAVUJEME NABÍJATEĽNÝ STRIDE B-PR

Závesný načúvací prístroj Stride B-PR ponúka pohodlie v kombinácii s výkonnou technológiou počúvania a pokročilou konektivitou.

Dizajn zodpovedá praniu používateľov s ťažkou až veľmi ťažkou poruchou sluchu.




Blu Stride B1-PR



Blu Stride B3-PR

Fitting guides



--- Slim tube

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N7110A	BLU Stride B1-PR BTE NABÍJATEĽNÝ	digitálny, závesný, nabíjateľný načúvací prístroj 12 kanálov AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus	384,77 €	335,77 €	49,00 €
N1.2	N7111A	BLU Stride B3-PR BTE NABÍJATEĽNÝ	digitálny, závesný, nabíjateľný načúvací prístroj 12 kanálov tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus	484,77 €	335,77 €	149,00 €

Novinka!

Novinka!

Načúvacie prístroje Blu Stride B-PR

Novinka!

Čo ponúka prístroj Blu Stride B-PR

B3-PR

B1-PR

Počet prostredí

2

AutoMic

Hlavné

Charakteristiky

Popis

Streamovacie prostredia

2

2

Media speech

•

•

Media music

•

•

Pinna effect

•

•

Speech enhancement

•

•

Noise reduction

•

•



Aplikácia Remote Plus

Vaše zážitky z počutia sú jedinečné a niekedy neočakávané.

Preto sme sa samých seba spýtali, ako môžeme Váš zážitok z počutia ešte viac vylepšiť?

Odpoveď: **Aplikácia Remote Plus**

Vďaka Aplikácii Remote Plus sú personalizácia a pohodlie vo Vašich rukách.

Získajte včas tipy a rady, prispôbte si zvuk a zvolte si spôsob starostlivosti o sluch.

Všetko, čo potrebujete nájdete priamo vo Vašom smartfóne.




Ak chcete začať, vyhľadajte položku „Unitron Remote Plus“ v obchode App Store alebo Google Play a po spustení aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke. Je to také jednoduché!

Aplikáciu Remote Plus je možné používať len s načúvacími prístrojmi spoločnosti Unitron s technológiou Bluetooth®. Aplikácia Remote Plus funguje na smartfónoch Apple s operačným systémom iOS 12 a novším a na smartfónoch s operačným systémom Android s verziou 7 alebo novšou.

Načúvacie prístroje

Moxi Fit





- **Maximálna sústredenosť**

Pacienti sa chcú opäť zapájať do rozhovorov. A my Vám toto pranie dokážeme splniť.

- **Zrozumiteľné rozhovory**

Tichý rozhovor dvoch ľudí. Rozhovor v skupinke ľudí. Rozhovor v reštaurácii plnej ľudí, či dokonca aj s ventilátorom alebo hlukom premávky v pozadí. Nech je to akýkoľvek rozhovor, našim hlavným cieľom je porozumenie reči.

Program SoundNav ponúka presnejšie rozpoznanie siedmich rôznych typov prostredí, pričom štyri z nich sú zamerané špeciálne na rozhovory.



Čo ponúka prístroj MOXI

PRO
800
700
600
500

Kanály

20

20

16

10

6

Hlavné

Charakteristiky

Popis

SpeechZone 2	Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcou z akéhokoľvek smeru	SpeechZone2				
Binaurálne priestorové spracovanie zvuku	Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby určili smer prichádzajúceho zvuku	•	•			
SoundNav	Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov	7	6	5	2	AutoMic prostredí
Sound Conductor	Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku	•	•	•	•	•
MyMusic	Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň	Automaticky binaurálne				
Binaurálny Telefón	Prenáša rozhovor z ucha priloženého k telefónu do opačného ucha, bez potreby použitia akéhokoľvek doplnku	•	•	•	•	•
Automatic Adaptation Manager	Od prvého nasadenia prístroja inteligentne a citlivo postupne prispôsobuje pacientom úroveň zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne porozumenie reči z dlhodobého hľadiska	•	•	•	•	•

Funkcie

Smerové prispôsobenie	Technológia smerovej orientácie, ktorá rozpoznáva a potláča viacero zdrojov hluku v pozadí	Viac pásiem	Viac pásiem		•
Pinna Effect	Opätovne vytvára v uchu akustické podmienky pre prirodzenejšie vnímanie smeru prichádzajúceho zvuku	•	•	•	•
Frekvenčná kompresia	Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti	•	•	•	•
AntiShock	Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený náhlymi pulznými zvukmi	•	•	•	•

Objavte pre seba najlepšiu úroveň technológie



T Pro – zachytáva reč zo všetkých smerov v tých najnáročnejších situáciách a poskytuje tú najrealistickejšiu skúsenosť pri počúvaní všetkých typov zvukov vrátane nádherne znejúcej hudby

T 800 – zdôrazňuje reč z viacerých smerov v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí a poskytuje realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach vrátane nádherne znejúcej hudby

T 700 – zdôrazňuje reč spredu v prostredí s vysokou mierou ruchu na pozadí a poskytuje realistickú skúsenosť pri počúvaní v tichších prostrediach

T 600 – zvýrazňuje reč a poskytuje pohodlnú možnosť počúvania

T 500 – vylepšuje počutie v tichších prostrediach

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N4.2	N95896	T Moxi Fit 600 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 10 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	396,00 €	396,00 €	0,00 €

Načúvacie prístroje skupiny Blu Stride B-UP

PREDSTAVUJEME Blu STRIDE B-UP

Závesný načúvací prístroj Stride B-UP ponúka pohodlie v kombinácii s výkonnou technológiou počúvania a pokročilou konektivitou.


Dizajn zodpovedá praniu používateľov s ťažkou až veľmi ťažkou poruchou sluchu.



Blu Stride B1-UP



Blu Stride B3-UP



Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N4964A	BLU Stride B1-UP BTE	Digitálny závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, AutoMic programy, Batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	335,00 €	335,00 €	0,00 €
N1.4	N4965A	BLU Stride B3-UP BTE	Digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, manuálne programy, batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, konverzácia v dave, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	500,00 €	500,00 €	0,00 €
N1.2	N4965A	BLU Stride B3-UP BTE	Digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, manuálne programy, batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, konverzácia v dave, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	500,00 €	335,77 €	164,23 €

***ceny platia pre deti do 18 rokov**

Načúvacie prístroje Blu Stride B-UP

Čo ponúka prístroj Blu Stride B-UP

B3-UP

B1-UP

Počet prostredí

2

AutoMic

Hlavné

Charakteristiky

Popis

Streamovacie prostredia

2

2

Media speech

•

•

Media music

•

•

Pinna effect

•

•

Speech enhancement

•

•

Noise reduction

•


•



Vyfarbite si
svoju voľbu

Načúvacie prístroje Stride

Načúvací prístroj Stride si zamilujete!
Vďaka dômyselnému dizajnu tohto
závesného načúvacieho prístroja,
ktorý ma v sebe zabudované tlačidlá
na ovládanie hlasitosti, je jeho ovládanie jednoduché.



Závesný a nenápadný
s dizajnom budúcnosti

**Buďte pri rozhovoroch
sebavedomí!**



Načúvacie prístroje Stride sú špičkou v dizajne,
ktorý kladie najväčší dôraz na spokojnosť pacienta.
Tento rad závesných načúvacích prístrojov (BTE) ponúka pôsobivý dizajn,
pohodlné nosenie, intuitívne ovládanie, ktoré pacienti tak veľmi obľubujú,
ako aj možnosti, ktoré uspokojia každú ich požiadavku.

Keďže sú načúvacie prístroje Stride postavené na platforme North,
ktorá prináša nové vnímanie prirodzeného zvuku,
sú vybavené technológiou,
ktorá pacientom umožňuje sústrediť sa na rozhovory v akomkoľvek prostredí.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N95885	T Stride P600 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 6 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	229,77 €	229,77 €	0,00 €
N1.2	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	355,77 €	154,00 €
N1.4	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €*	489,77 €*	0,00 €*

*ceny platia pre deti do 18 rokov

Čo ponúka prístroj Stride

PRO
800
700
600
500

Kanály

20

20

16

10

6

Hlavné

Charakteristiky

Popis

SpeechZone 2	Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcu z akéhokoľvek smeru	SpeechZone2				
Binaurálne priestorové spracovanie zvuku	Načúvacie prístroje pracujú súčasne, aby určili smer prichádzajúceho zvuku	•	•			
SoundNav	Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov	7	6	5	2	AutoMic prostredí
Sound Conductor	Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku	•	•	•	•	•
Log It All	Zaznamenáva čas využívania všetkých siedmich prostredí v rámci funkcie SoundNav pre ďalšie technologické odporúčania	•	•	•	•	•
MyMusic	Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby	Automaticky binaurálne		•	•	•
Binaurálny Telefón	Prenáša rozhovor z ucha priloženého k telefónu do opačného ucha, bez potreby použitia akéhokoľvek doplnku	•	•	•	•	
Automatic Adaptation Manager	Od prvého nasadenia prístroja inteligentne a citlivo postupne prispôsobuje pacientom úroveň zosilnenia, ktoré je potrebné na optimálne porozumenie reči z dlhodobého hľadiska	•	•	•	•	•
Funkcie						
Smerové prispôsobenie	Technológia smerovej orientácie, ktorá rozpoznáva a potláča viacero zdrojov hluku v pozadí	Viac pásiem		Viac pásiem		•
Frekvenčná kompresia	Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti	•	•	•	•	•
AntiShock	Odstraňuje nepríjemný pocit spôsobený náhlymi pulznými zvukmi	•	•	•	•	•

Načúvacie prístroje

T Max UP



T Max je závesný načúvací prístroj určený pre ťažké až veľmi ľahké poruchy sluchu. Dokáže dať ľuďom to, čo chcú od začiatku: **POČUŤ**

Poskytuje technológie, ktoré boli vytvorené pre ťažké a veľmi ťažké poruchy sluchu tak, aby zabezpečili možnosť maximalizovať zrozumiteľnosť reči.

T Max je načúvacím prístrojom s funkciou „super power adaptability manažér“, aby sa dosiahla čo najväčšia zrozumiteľnosť reči a dlhodobá ochrana sluchu pri ťažkých a veľmi ťažkých poruchách.

T Max má funkciu kompresie frekvencie – komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti.

Dostupný vo variante T Max E SP a T MAX UP.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N1163A	T Max UP 600 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj - veľmi ťažké poruchy 6 kanálov AutoMic Programy tinnitus maskér kompresia frekvencie 2 batéria 675 < 120 dB	230,52 €	230,52 €	0,00 €

Čo ponúka prístroj T Max UP

PRO

800

700

600

Kanály

20

20

16

10

Hlavné

Charakteristiky

Popis

SpeechZone 2

Funkcia pre prispôsobenie sa hlučnému prostrediu tak, aby mikrofón pracoval optimálne a zachytával reč prichádzajúcou z akéhokoľvek smeru

SpeechZone2

SoundNav

Automaticky program, ktorý rozpoznáva a hladko prepína medzi prostrediami, pričom sa špeciálne zameriava na rôzne typy rozhovorov

7

7

6

3

prostredí

MyMusic

Špeciálne nastavenia pre lepší zážitok z počúvania hudby

Automaticky

•

•

Sound

Conductor

Dynamicky prispôsobuje prístroj tak, aby pacientovi umožnil porozumieť reči a ponúkol mu pohodlie a zároveň zachoval prirodzenú kvalitu zvuku

•

•

•

•

Frekvenčná kompresia


Komprimuje a presúva nepočuteľné vysokofrekvenčné zvuky do nižšej lepšie počuteľnej frekvenčnej oblasti

•

•

•

•



T MAX UP

Načúvacie prístroje T STRIDE/INSERA 600 ITE

Načúvacie prístroje Insera sú Vám prispôsobené v každom ohľade. Sú vytvarované tak, aby sa presne prispôsobili tvaru Vášho ucha. Ich funkcie a úroveň technológií sa zhodujú s Vaším jedinečným životným štýlom. Budete tak skvelo počuť všetko. A navyše si môžete vybrať z celej škály telových farieb, takže si nikto ani nevšimne, že ich používate.

O čom sa hovorí v tých najlepších rozhovoroch?

O túžbach. Čestnosti. Smiechu. Empatii. Tie najlepšie rozhovory v sebe skrývajú niečo špeciálne. Načúvacie prístroje Insera Vás dostanú do srdca rozhovorov, ktoré nechcete zmeškať. Vo forme prispôbenej na mieru Vaším potrebám.


Načúvacie prístroje Insera sú Vám prispôsobené v každom ohľade. Sú vytvarované tak, aby sa presne prispôsobili tvaru Vášho ucha.

Ktoré farebné prevedenie Vás oslovilo?



Počúvajte ešte dlhšie

Vďaka nášmu najmenšiemu na mieru vyrobenému načúvaciemu prístroju predĺžite životnosť každej batérie o 20 % - to znamená približne 16 hodín používania navyše.



Smerové s plnou výplňou



Smerové minikanálové



Smerové kanálové



Mini kanálový




CIC
(celkom vo zvukovode)

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.3	N95890	T Stride/Insera 600 ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, AutoMIC programy, typ batérie 312, 10A < 100 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €


Načúvací prístroj Insera B1-312




Čo ponúka prístroj Inera B1-312



Moderate



Power



Super power

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.3	N5881A	BLU Inera B1-312 ITE	digitálny, zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP 12 kanálov typ batérie 312, tinnitus maskér, kompresia frekvencie 2, telecoil, redukcia hluku, ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	400,49 €	400,49 €	0,00 €

Objavte riešenie, ktoré Vám perfektne sadne.

„Pomôže mi tento načúvací
prístroj?“

„Bude pohodlný?“

„Nebude príliš nápadný?“


Pri výbere načúvacieho prístroja je
normálne mať veľa otázok. Práve preto
sme tu pre Vás MY!




**Chystáte sa spraviť veľmi dôležitý krok na Vašej ceste za
dobrým sluchom!**

95 % osôb s poruchami sluchu môže načúvací prístroj skutočne pomôcť .
Dokonca sa zistilo, že načúvacie prístroje významne zlepšujú vzťahy v domácnosti a s rodinou,
zvyšujú sebavedomie, zlepšujú zdravie i život ako celok.


Individuálne ušné koncovky



Plne odľahčená ušná koncovka, tvrdá



Plytko odľahčená ušná koncovka, tvrdá



Hlboko odľahčená ušná koncovka, mäkká



Ušná koncovka pre plavcov, mäkká

Podskupina	ŠÚKL	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N3	N30714	Individuálna ušná koncovka	plne odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30715	Individuálna ušná koncovka	odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30716	Individuálna ušná koncovka	hlboko odľahčená, mäkká	13,09 €	13,09 €	0,00 €
-	-	Individuálna ušná koncovka	pre plavcov	-	-	13,09 €


Príslušenstvo



Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
-	-	Remote control	Diaľkový ovládač k vybraným zariadeniam	-	-	135,00 €
-	-	TV SET slúchadlá	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	-	-	169,00 €
-	-	TV SET slučka	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	-	-	169,00 €
-	-	TV SET batéria	Náhradná Li-Pol batéria k TV SET-u	-	-	15,00 €



TV SET slúchadlá



„Zvuk je taký ostrý a jasný, že sa budete čudovať, ako ste sa bez neho zaobišli.“

Úžasný, ľahko použiteľný systém zabezpečuje dodanie zvuku z Vášho televízora priamo do Vašich uší pri Vašich osobných nastaveniach hlasitosti a tónu.

Využíva najnovšiu technológiu 2,4 GHz. V optimálnych prípadoch je jeho dosah až 30 metrov.

Vysokofrekvenčná technológia 2,4 GHz funguje aj cez steny. Rozsah však závisí od typu budovy a prostredia.

Keď je batéria plne nabitá, zariadenie s ňou môže pracovať až 6 hodín. Skutočná doba prevádzky závisí od hlasitosti počúvania.

Silikónové koncovky na slúchadlách je možné vymeniť a vyčistiť..



Hlasová protéza ELEKTROLARYNX



SERVOX digital XL je rečová pomôcka určená pre pacientov, ktorí stratili hlas následkom poranenia, choroby, alebo po vyoperovaní hrtana. S týmto prístrojom majú možnosť znovu získať schopnosť komunikovať.

SERVOX digital XL môžu používať aj pacienti, ktorí dočasne stratili hlas následkom tracheostómie a kvôli ochoreniu si musia chrániť hlasový orgán, ako aj pacienti pripojení na respirátor.

Dokonca aj pacienti, ktorí sa naučili pažerákovú reč, môžu v rôznych situáciách používať SERVOX digital XL, napr., ak chcú telefonovať, na pracovných stretnutiach, ak sú unavení, chorí, alebo vystresovaní, v prípade núdze, ako aj v situáciách, kedy je nutné hovoriť veľmi nahlas.

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N5.1	N59886	Hlasová protéza ELEKTRO LARYNX	Hlasová protéza SERVOX digital umožňuje pacientom, ktorí stratili hlas následkom poranenia, ochorenia, alebo operatívneho odstránenia hrtana, rýchlo znovu zrozumiteľne hovoriť.	711,57 €	711,57 €	0,00 €
N5.2	N52875	Akumulátor Servox	Nabíjacia batéria ku hlasovej protéze.	21,50 €	21,50 €	0,00 €

Tlmiče hluku

Žijeme vo svete hluku a hlasných zvukov.

Ľudia všetkých vekových kategórií, mladí aj starí, sú vystavení riziku straty sluchu z dôvodu dlhodobého vystavovania sa hlučnému prostrediu v rôznych situáciách, ako je počúvanie hlasnej hudby na koncerte, či hluk na pracovisku.

Preto Vám s radosťou predstavujeme tlmiče hluku CRESCENDO!

Všeobecné informácie:

- Certifikát ISO 9001:2015
- Pomáha predchádzať poškodeniu sluchu
- Prirodzený zvuk a ventilácia ucha vďaka širokému otvoru filtra
- Široký sortiment akustických filtrov pre priemyselné, hudobné, strelecké a voľno časové aktivity

Tipy:


- Výborne sedia – rôzne veľkosti
- TPE (lekárska kvalita) suroviny bez ftalátov a latexu
- Hygiena – umývateľné teplou vodou a mydlom

Filtre:

- 100 % akusticky testované
- Umožňuje prirodzený zvuk
- Udržiava situačné povedomie a komunikáciu
- Umývateľné vodou



Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
-	-	Zátky do uší Crescendo	Silikónové zátky do uší pre rôzne situácie v praktickom obale vždy pri sebe. Prevedenie podľa úrovne hluku 15-25 dB. Pre kanceláriu, priemysel, šport, spánok, hudbu, plávanie ...	-	-	29,90 €





Heavy industry 25

Navrhnuté ako osobné ochranné prostriedky pre hlučné pracovné prostredie, ako sú strojárne, továrne, staveniská a pod. Hlučnosť sa zníži až o 25 dB, vďaka čomu je bezpečný na 8 hodín nepretržitého používania v akomkoľvek prostredí až do 100 dB.

Moto 25

Hladina hluku v motocyklovej prilbe pri rýchlosti 100 km/h môže dosiahnuť až 105 dB. Tlmiče hluku Moto 25 poskytuje redukciu hluku v plnej frekvencii, a zároveň umožňuje pociťtie premávky, prípadne rozhovor.





Sleep 25

Znižuje zvuk na nerušivú úroveň. Akustické filtre sú navrhnuté tak, aby umožňovali vstup vzduchu do ucha, a preto sú pohodlné na dlhodobé nosenie. Opätovne použiteľné umývateľné a navrhnuté tak, aby Vám pomohli mať pokojný nočný spánok.

Music

Navrhnuté špeciálne pre návštevníkov koncertov a hudobných nadšencov. Akustické sieťové filtre poskytujú plnú frekvenciu, príjemný zvuk, znížený na bezpečnú úroveň počúvania. Umožňuje bezpečné počúvanie hudby až 8 hodín s hlučnosťou 105 dB.





Shooting 20

Vyvinutý pre orgány činné v trestnom konaní, vojenskom využití. Má certifikáciu ANSI IIL pre impulzný hluk až do 166 dB, kde poskytuje útlm 33 dB, čím zaisťuje optimálnu ochranu pred najvyššími úrovňami impulzného zvuku, pri zachovaní prehľadu o situácií.

Office 15

Diskrétné tmiče hluku s redukciou hluku určené na celodenné nosenie bez podráždenia. Zatiaľ čo iné kancelárske chrániče sluchu, ako sú penové štipule do uší, môžu znieť tlmene a neprirodzene, tieto akustické filtre poskytujú redukciu zvuku v plnej frekvencii.




Swim & Surf 15

Tieto zátky do uší sú špeciálne navrhnuté tak, aby blokovali vodu a nie hluk. Budete môcť počuť všetky zvuky a budete plne vnímať situáciu, zatiaľ čo Vaše uši budú chránené pred vodou a studeným vetrom.

Fly 20

Univerzálny chrániť sluchu regulujúci tlak, navrhnutý špeciálne pre použitie v lietadle. Pokročilá membránová technológia znižuje hluk pozadia a tiež reguluje tlak vzduchu počas vzletu a pristátia.



Cenník

Načúvacie prístroje

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N95885	T Stride P600 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 6 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	229,77 €	229,77 €	0,00 €
N1.2	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMic programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	335,77 €	154,00 €
N1.4	N95887	T Stride P700 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 16 kanálov, AutoMixc programy, M-batéria 312, P-batéria 13, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	489,77 €	489,77 €	0,00 €
N1.2.	N4964A	BLU Stride B1-UP BTE	digitálny závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, AutoMic programy, Batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez palikáciu Remote Plus app	335,00 €	335,00 €	0,00 €
N1.2	N4965A	BLU Stride B3-UP BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, manuálne programy, batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, konverzácia v dave, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	500,00 €	335,77 €	164,23 €
N1.4	N4965A	BLU Stride B3-UP BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj, 12 kanálov, manuálne programy, batéria 675, 1,3V, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, konverzácia v dave, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	500,00 €	500,00 €	0,00 €
N1.2	N7110A	BLU Stride B1-PR BTE NABÍJATELNÝ	digitálny, závesný, nabíjateľný načúvací prístroj 12 kanálov AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus	384,77 €	335,77 €	49,00 €
N1.2	N7111A	BLU Stride B3-PR BTE NABÍJATELNÝ	digitálny, závesný, nabíjateľný načúvací prístroj 12 kanálov tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus	484,77 €	335,77 €	149,00 €

Novinka!

Novinka!

*ceny platia pre deti do 18 rokov

Cenník

Načúvacie prístroje

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N1.2	N1163A	T Max UP 600 BTE	digitálny, závesný načúvací prístroj - veľmi ťažké poruchy 6 kanálov AutoMic Programy tinnitus maskér kompresia frekvencie 2 batéria 675 < 120 dB	230,52 €	230,52 €	0,00 €
N1.3	N95890	T Stride/Insera 600 ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj: P, HP, SP, 6 kanálov, AutoMIC programy, typ batérie 13, 312, 10A < 10 dB, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	293,54 €	293,54 €	0,00 €
N1.3	N5881A	Insera B1-312 ITE	digitálny zvukovodový načúvací prístroj, 12 kanálov, typ batérie 10A/312, bluetooth, tinnitus maskér, kompresia frekvencie 2, telecoil, redukcia hluku, ovládanie smartfónom cez Remote Plus app	400,49 €	400,49 €	0,00 €
N4.2	N95896	T Moxi Fit 600 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 10 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie	396,00 €	396,00 €	0,00 €
N1.3	N4970A	BLU Moxi B1-312 RIC	Digitálny, RIC načúvací prístroj, S, M, P, 12 kanálov, batéria 312, AutoMic programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu	400,00 €	400,00 €	0,00 €
N1.3	N3832A	BLU Moxi B3-312 RIC	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, batéria 312, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	404,54 €	400,49 €	4,05 €
N1.3	N4969A	BLU Moxi B1-R RIC NABÍJATEĽNÝ	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, M, P, 12 kanálov, batéria lítium iónová nabíjateľná, 3,8V, AutoMIC programy, tinnitus maskér, kompresia frekvencie, ovládanie Smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app	429,49	429,49 €	29,00 €
N1.3	N3836A	BLU Moxi B3-R RIC NABÍJATEĽNÝ	digitálny, RIC načúvací prístroj, S, P, 12 kanálov, integrovaná Li-ion batéria, 6 programov, tinnitus maskér, kompresia frekvencie ovládanie smartfónom cez aplikáciu Remote Plus app, nabíjačka	544,54 €	400,49 €	144,05 €

Cenník

Individuálne ušné koncovky

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N3	N30714	Individuálna ušná koncovka	plne odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30715	Individuálna ušná koncovka	odľahčená, tvrdá	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30716	Individuálna ušná koncovka	hlboko odľahčená, mäkká	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30718	Individuálna ušná koncovka	k zvukovodovým prístrojom	13,09 €	13,09 €	0,00 €
N3	N30719	Individuálna ušná koncovka	špeciálna	13,09 €	13,09 €	0,00 €
-	-	Individuálna ušná koncovka	pre plavcov	-	-	13,09 €
N3	N87941	Individuálna ušná koncovka	c shell	24,99 €	13,09 €	11,90 €

Príslušenstvo

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
-	-	Remote control 3	Diaľkový ovládač k vybraným zariadeniam	-	-	135,00 €
-	-	TV SET slúchadlá	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	-	-	169,00 €
-	-	TV SET slučka	TV SET - základňa + slučka: prenos zvuku z TV (rádia, ...) Wifi 2,4 GHz technológia, stereo - dosah do 25 m, 2x Li-Pol batéria, pripojovacie káble	-	-	169,00 €
-	-	TV SET batéria	Náhradná Li-Pol batéria k TV SET-u	-	-	15,00 €

Hlasové protézy

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
N5.1	N59886	Hlasová protéza ELEKTRO LARYNX	Hlasová protéza SERVIX digital umožňuje pacientom, ktorí stratili hlas následkom poranenia, ochorenia, alebo operatívneho odstránenia hrtana, rýchlo znovu zrozumiteľne hovoriť.	711,57 €	711,57 €	0,00 €
N5.2	N52875	Akumulátor Servox	Nabíjacia batéria ku hlasovej protéze.	21,50 €	21,50 €	0,00 €

Tlmiče hluku - zátky do uší

Podskupina	ŠÚKL kód	Názov výrobku	Popis výrobku	Cena pomôcky	Úhrada poisťovne	Doplatok pacienta
-	-	Zátky do uší Crescendo	Silikónové zátky do uší pre rôzne situácie v praktickom obale vždy pri sebe. Prevedenie podľa úrvne hluku 15-25 dB. Pre kanceláriu, priemysel, šport, spánok, hudbu, plávanie ...	-	-	29,90 €



Filozofia spoločnosti PROTETIKA, a.s.

Je založená na príbehoch reálnych ľudí,
ktorým hendikep mení celý svet.

Sídlo spoločnosti:
PROTETIKA, a.s.
Bojnická 10
823 65 Bratislava

predaj@protetika.sk
+421 2 442 57 456

www.protetika.sk